

设有空气供应，需要经济可靠氮气的实验室的理想选择。

在产品搭配上，我们也可以推荐配套空压机：

我们为实验室设计的静音型空压机SICOLAB能简单连接到HF30N和HF60N上：

- 超静音
- 紧凑型
- 可移动



HF30N & HF60N LC-MS专用紧凑型氮气发生器



迪珥压缩机技术（上海）有限公司
地址：上海市青浦区徐泾镇徐德路
59号A幢416-418室
电话：+86-(0)21-69218321
传真：+86-(0)21-69218322
邮箱：office@durrtechnik.com.cn



网站地址
www.durrtechnik.com.cn



微信公众号

Edition 11/2020 CN




chromalytic
A DÜRR TECHNIK COMPANY

HF30N & HF60N 氮气发生器-

无集成压缩机的紧凑型氮气发生器

在7bar下可提供最高64L/min、纯度高达99.5%的氮气

技术参数	HF30N	HF60N
流量	最高 32 L/min	最高 64 L/min
纯度	最高 99.5%	最高 99.5%
压力	7 bar	7 bar
内置空气压缩机	否	否
联网	Ethernet / Modbus	Ethernet / Modbus
尺寸 (长×宽×高)	540 x 450 x 640 mm	540 x 450 x 640 mm
噪声	49 dB(A) at 1 m	49 dB(A) at 1 m
冷凝水处理	是	是



兼容性

我们LC-MS专用氮气发生器可兼容当代和历代版本的LC-MS型号，包括如下设备：

- **Agilent:** Agilent 6490 LC/MS QQQ iFunnel, 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS
- **Shimadzu:** LC/MS-2020, LC/MS-8030, LC/MS-8040, LC/MS-8050
- **Waters:** LCT, ZQ/EMD, Acquity, 3100 mass detector, Synapt, XEVO TQS, G2 QTOF, QTOF, Quattro series, QDa
- **Ab Sciex:** AB SCIEX API 100/150/165, AB SCIEX API 300/365, AB SCIEX API 3200 LC/MS/MS 3200 QTRAP, AB SCIEX API 3200MD LC/MS/MS, AB SCIEX API 5000 LC/MS/MS